

**DOSIERFLASCHEN**  
**DOSING BOTTLES**
**ILOGS 250, 500 & 1000 ML**  
**ILOGS 250, 500 & 1000 ML**

	Skala auf Dosierkammer <i>scale on dispensing chamber</i>	Gewicht <i>weight</i>	Maße <i>dimensions</i>
One-Neck Dosierflasche 250 ml <i>one-neck dosing bottle 250 ml</i>	5 – 25 ml	35 g	l 90 mm b 48 mm h 163,5mm
One-Neck Dosierflasche 500 ml <i>one-neck dosing bottle 500 ml</i>	5 – 25 ml	48 g	l 110 mm b 61 mm h 185 mm
One-Neck Dosierflasche 1000 ml <i>one-neck dosing bottle 1000 ml</i>	10 – 20 ml	70 g	l 132 mm b 65 mm h 248,2mm
Handhabung <i>handling</i>	Kappe der Dosierkammer öffnen, Flasche zusammendrücken bis gewünschte Menge in der Dosierkammer ist, entleeren <i>open cap of dispensing chamber, squeeze bottle until desired amount is in chamber, then empty the chamber</i>		
Vorteile <i>benefits</i>	exakte Dosierung, leicht in Handhabung, kein Verschmutzen der Flasche, Inhalt kann bis zum Entleeren der Flasche exakt dosiert werden <i>precise dosing, easy to handle, no soiling of bottle, exact dosing of content until empty</i>		
Zubehör <i>accessories</i>	Stopfen und Originalitätsverschluss <i>plug and tamper-evident closure</i>		

